

microcone care®

～マイクロコーンケア～


磁気や薬物を使用せず、マイクロコーンによるやさしい皮膚刺激治療。



◆適用部位

骨、筋等の固い部分や伸筋

部品名	I型(間欠刺激タイプ)	II型(継続刺激タイプ)	III型(継続刺激タイプ)
カートリッジ	29×23mm	29×23mm	29×23mm
製品	直径11mm	直径11mm	直径4mm
剥離紙	あり	なし	なし
絆創膏	なし(両面テープ)	17×17mm(ベディセル付) 四角いリンゴ型	16×17mm(ベディセル付) 小さなバイン型
マイクロコーン	先端径	20μm	20μm
	高さ	150μm	150μm
	格子配列(ピッチ)	450μm	450μm
	数	376本	36本
	形状	コーン型	コーン型
硬度	硬い(硬度108)	硬い(硬度108)	硬い(硬度108)
カラーコード	グリーン	グリーン	グリーン
パッケージ	1箱100個入り	1箱100個入り	1箱100個入り
	1箱10個入り	1箱10個入り	設定なし



■ I型マイクロコーンによる施術

スティックを用い、スティックの自重程度のごく軽いタッピング(皮膚への軽いタッチ)を行います。

■ II型・III型マイクロコーンによる施術


ソマセプトは硬めのマイクロコーンを採用しています。皮膚面に貼付する継続刺激型には、II型(四角いリンゴ型・直径11mm)と、III型(小さなバイン型・直径4mm)があります。貼付部位によって使い分けて下さい。



◆適用部位

筋肉等の軟らかい部分や屈筋

部品名	I型(間欠刺激タイプ)	II型(継続刺激タイプ)	III型(継続刺激タイプ)
カートリッジ	29×23mm	29×23mm	29×23mm
製品	直径11mm	直径11mm	直径4mm
剥離紙	あり	なし	なし
絆創膏	なし(両面テープ)	17×17mm(ベディセル付) 四角いリンゴ型	16×17mm(ベディセル付) 小さなバイン型
マイクロコーン	先端径	37μm	37μm
	高さ	300μm	300μm
	格子配列(ピッチ)	400μm	400μm
	数	417本	417本
	形状	円柱	円柱
硬度	柔らかい(硬度65)	柔らかい(硬度65)	柔らかい(硬度65)
カラーコード	オレンジ	オレンジ	オレンジ
パッケージ	1箱100個入り	1箱100個入り	1箱100個入り
	1箱10個入り	1箱10個入り	設定なし



■ I型マイクロコーンによる施術

スティックを用い、スティックの自重程度のごく軽いタッピング(皮膚への軽いタッチ)を行います。ソマレゾンは柔らかめのマイクロコーンを採用しています。

■ II型・III型マイクロコーンによる施術

ソマレゾンは柔らかめのマイクロコーンを採用しています。皮膚面に貼付する継続刺激型には、II型(四角いリンゴ型・直径11mm)と、III型(小さなバイン型・直径4mm)があります。